


Procedure Guide




Scan or visit avitamedical.com for complete instructions for use including important safety information.

RECELL GO Accessories




4 x Spray Nozzles

RECELL GO Cartridge




RECELL GO Disaggregation Head


RECELL GO Procedure Pack A



Reusable RECELL GO Processing Device



RECELL GO Procedure Pack B



RECELL GO Processing Device

1 x RECELL GO Processing Device
1 x Power Cord

RECELL GO Preparation Kit

RECELL GO Cartridge Tray	RECELL GO Accessories	RECELL GO Procedure Pack A	RECELL GO Procedure Pack B
1 x RECELL GO Cartridge 1 x Disaggregation Head	1 x RECELL Enzyme 1 x 10 ml Sterile Water 1 x 10 ml Buffer 1 x 30 ml Buffer 4 x Spray Nozzles	8 x Blunt Fill Needles 4 x 10 ml Syringes	4 x 10 ml Syringes 1 x Scalpel

Additional items required: Clean work area, procedure table

The following sterile items: Drape, gauze, saline, blunt forceps, ruler, marker, appropriate wound dressings

1 PREPARE RECELL GO® SYSTEM



The RECELL GO® System is used to prepare Spray-On Skin® Cells from a small sample of the patient's own skin. Ensure that the wound bed is clean, free of necrotic tissue or infection and well vascularized with pinpoint bleeding before proceeding.

Ensure the RECELL GO Processing Device is placed onto a clean and flat area and plugged into a power socket. Switch the device ON at the back. Upon a successful test, the screen will now display:

Total RECELL Cartridges Used XX of 200

The system will then ready itself. Please wait and don't interact with the system at this time.

**Preparing RECELL Processing Device
Please Wait**



The screen will now display:

PLEASE CLEAN

To clean the RECELL GO Processing Device, select the flashing orange CLEAN button.

The screen will now display:

WIPE CLEAN

The shaft will lower and the device is ready for cleaning.

Wipe the equipment with non-woven towelettes containing surface agents that are non-abrasive, non-corrosive and safe for all non-porous surfaces.

Refer to the Instructions for Use for more detailed cleaning instructions.

The screen will display:

Select DONE When Complete




Press the flashing green Done button after the cleaning is completed and the shaft will retract back up.

The screen will now display:

**GO PREPARE
RECELL Cartridge With Enzyme, Buffer and Skin For Processing**

Move to step 2 to start preparation of the sterile RECELL GO Cartridge.

2 PREPARE SINGLE USE CARTRIDGE AND COMPONENTS



Caution: Do not use sterile RECELL GO® components beyond the stated expiration date indicated on the adhesive Lot # and Expiration Date labels on the outer shelf box.

Open the RECELL GO Preparation Kit and place the Procedure Guide and the component boxes containing the RECELL GO Accessories, including the pouched RECELL Enzyme™, and Procedure Pack items in a non-sterile area. Place the RECELL GO Cartridge Tray in a clean area. The outer shelf box may be discarded.

Remove the lid from the RECELL GO Cartridge Tray and aseptically transfer the RECELL GO Cartridge and Disaggregation Head onto a sterile draped procedure table.



Check the underside of the RECELL GO Cartridge to ensure proper alignment and the pins are centered.

Non-Sterile Preparation Area

Sterile Area

PREPARE ENZYME (WELL A)

- In the non-sterile work area, remove the RECELL Enzyme from the pouch. Remove the cover from the vial marked Enzyme to expose the injection diaphragm. The diaphragm of the Enzyme vial may be wiped with a sterile alcohol wipe and allowed to dry; however, this step is optional.
- Connect a sterile blunt fill needle to a sterile 10 ml syringe and draw up the entire volume of sterile water.
- Inject the entire volume of sterile water into the Enzyme vial. DO NOT USE Buffer at this stage as this may inhibit the Enzyme action.
- Mix gently until dissolved. Do not shake; use care to avoid foaming. Draw the Enzyme back into the syringe.
- Using aseptic technique, dispense the entire volume of Enzyme into Well A. Discard syringe and needle.



PREPARE SINGLE USE CARTRIDGE AND COMPONENTS

(continued)

Non-Sterile Preparation Area

Sterile Area

PREPARE BUFFER (WELL B)

The two (2) buffer vials are to remain in the non-sterile preparation area.

Using aseptic technique introduce the following items into the sterile field. 


- 1 x 10 ml Syringes
- 1 x Blunt Fill Needle

- Remove the cover from the 10 ml buffer vial. The diaphragm of the buffer vial may be wiped with a sterile alcohol wipe and allow to dry; however, this step is optional.

- Attach the sterile needle to a clean 10 ml syringe.


- Hold the buffer vial to allow for the volume to be drawn up by person in the sterile field.

- Draw up the entire volume of buffer (approximately 10 ml) from the vial being held by the person in the non-sterile area.



PREPARE BUFFER (WELL C)

- Use the same 10 ml syringe and needle to draw up the relevant volume of buffer from the 30 ml vial (refer to Table 1) and add to Well C.




2 PREPARE SINGLE USE CARTRIDGE AND COMPONENTS (continued)

Table 1: Guidance on Skin Sample and Buffer Volume for Spray-On Skin Cell Preparation

Treatment Area	Skin Sample Size	Starting Volume of Buffer	Approximate Resultant Spray-on Skin Cells Volume
up to 320 cm ²	2 cm x 2 cm (4 cm ²)	4.5 ml	4 ml
Up to 480 cm ²	3 cm x 2 cm (6 cm ²)	6.5 ml	6 ml
Up to 960 cm ²	2 ea 3 cm x 2 cm (12 cm ²)	12.5 ml	12 ml
Up to 1440 cm ²	3 ea 3 cm x 2 cm (18 cm ²)	18.5 ml	18 ml
Up to 1920 cm ²	4 ea 3 cm x 2 cm (24 cm ²)	24.5 ml	24 ml

Non-Sterile Preparation Area	Sterile Area
PREPARE DELIVERY SET ITEMS (WELL D)	
Introduce all of the remaining Accessories and items from Procedure Pack A and B to the sterile field. • 6 x 10 ml Syringes • 6 x Blunt Fill Needles • 4 x Spray Nozzles • 1 x Scalpel	RECELL GO Cartridge Set-Up Complete

3 HARVEST SKIN



The donor site should be clean, of appropriate depth, and show no evidence of surrounding inflammation or infection.

If desired, infiltrate the subcutaneous tissue with a tumescent solution of choice.

The donor site area may be lubricated (e.g. sterile mineral oil) to ease travel of the dermatome.

Harvest thin skin graft at 0.006-0.008 inch (or 0.15-0.20mm).

Refer to TABLE 1 for the appropriate sizes.


Use the scalpel provided to cut skin samples into pieces no larger than 3 cm x 2 cm prior to placing in Well A.

A maximum of 24 cm² can be placed in Well A.


4 ADD DONOR SKIN TO RECELL GO CARTRIDGE



Place donor skin sample(s) into Well A.




Place donor skin sample(s) Separately from each other in Well A. It does not matter which side of the skin is placed up in Well A.



Use blunt forceps to spread out the skin along the base of Well A. **Do not use pointed forceps so as not to pierce the filter in Well A.**

4 ADD DONOR SKIN TO RECELL GO CARTRIDGE (continued)



Gently place the Disaggregation Head on top of the skin sample in Well A.

Once the RECELL GO Cartridge is prepared, press the flashing green CONTINUE button.




Next the RECELL GO Processing Device screen will display:

VERIFY
RECELL Cartridge Includes Enzyme, Buffer, Skin and Disaggregation Head

Once you have verified the contents of the RECELL GO Cartridge, press the flashing green CONTINUE button.

5 PREPARE THE CELL SUSPENSION



The screen will now display:

INSERT
RECELL Cartridge and Press START

A non-sterile assistant should open the door of the RECELL GO Processing Device.

While maintaining aseptic technique, keep the RECELL GO Cartridge level and with Well A containing the Disaggregation Head at the back of the RECELL GO Cartridge, slide it into the RECELL GO Processing Device until the side tabs on the Cartridge meet the Device.

A non-sterile assistant should close the door and press the flashing green START button to start the skin processing sequence. The screen will display:

RECELL Spray-On Skin Cells Processing
XX Minutes Remaining




Note: If the RECELL GO Cartridge is not properly detected, refer to the troubleshooting section in the Instructions For Use.

The buttons will cease flashing and the screen will count down until the RECELL Spray-On Skin Cells will be ready for collection.

This will take around 35 minutes. Do not open the door while the RECELL Spray-On Skin Cells are processing.

6 PREPARE THE DRESSINGS



Cut the primary dressing, as required to cover the size of the aftercare wound.

Affix to lower aspect of the wound to help reduce run off.

7 DRAW UP THE PREPARED CELL SUSPENSION



An audible alert will sound and the screen will display:

**Process Complete
Aseptically Draw Up
RECELL Spray-On Skin
Cells From Well D**

The RECELL Spray-On Skin Cells are ready to be drawn aseptically from Well D.



Locate the blunt fill needles and syringes in the sterile draped procedure field. Attach a blunt tip needle to the 10 ml syringe. Return to the RECELL GO Processing Device noting the device is not sterile. A non-sterile assistant should open the door of the device and move the RECELL GO Cartridge forward on the base of the device so that Well D is accessible using aseptic technique. The RECELL GO Cartridge can also be placed in a clean area next to the RECELL GO Processing Device, if desired.



Using aseptic technique, seat the needle in the dimple at the base of Well D. **Mix the cell suspension by drawing up and returning back to Well D.** Draw up the required volume to apply to the treatment area using the additional syringes and needles provided as required.

8 APPLY RECELL SPRAY-ON SKIN™ CELLS



Spray Application: Must have at least 2 ml of cell suspension in the syringe. Connect nozzle to syringe, and check that spray nozzle faces the wound. Hold approximately 10 cm from the most elevated point of the wound and spray.

Drip Application: When applying less than 2 ml of cell suspension, do not remove the syringe from the needle. Starting from the most elevated aspect of the wound, drip cells onto the wound.

9 APPLY DRESSINGS

Apply primary dressings and secondary dressings. Secure dressings with outer bandages.

For Aftercare instructions refer to the RECELL System: Aftercare Instructions for the Healthcare Professional.

CLEAN THE RECELL GO PROCESSING DEVICE



Once the procedure is complete, remove the RECELL GO Cartridge and dispose of per facility protocol. It is highly recommended to clean the RECELL GO Processing Device after retrieving from storage and in between uses as part of regular maintenance.

After pressing the flashing green CONTINUE button, the screen will display:

PLEASE CLEAN

To clean the RECELL GO Processing Device, select the flashing orange CLEAN button.

The screen will now display:

WIPE CLEAN

The shaft will lower and the device is ready for cleaning.

Wipe the equipment with non-woven towelettes containing surface agents that are non-abrasive, non-corrosive and safe for all non-porous surfaces.

Refer to the Instructions for Use for more detailed cleaning instructions.

The screen will display:

Select DONE When Complete



Press the green Done button after the cleaning is completed and the shaft will retract back up and the screen will return to display status of RECELL GO Cartridges used. The system is now ready to be stored or used with the next patient.

Caution: Follow standard precautions including use of appropriate Personal Protective Equipment (PPE) while cleaning and reusing the processing device.

REUSABLE RECELL GO PROCESSING DEVICE

The RECELL GO Processing Device may be used for (up to) 200 uses with separate single-use RECELL GO Cartridges. The device screen will indicate the number of RECELL GO Cartridges used. Once the count reaches 180 of 200, the RECELL GO Processing Device is within 10% of reaching its limit. It is recommended that you contact your AVITA Medical representative at that point to discuss the appropriate time to replace your RECELL GO Processing Device to ensure uninterrupted patient care. It is important to remember that your RECELL GO Processing Device will not prepare any RECELL GO Cartridges beyond the 200 use limit. Once 200 uses have been reached, the RECELL GO Processing Device **MUST** be replaced to maintain effective cell harvesting.



AVITA Medical Americas, LLC
28159 Avenue Stanford, Suite 220
Valencia, CA 91355, USA

©2025 AVITA Medical. AVITA Medical®, the AVITA Medical logo, RECELL®, RECELL Enzyme™, RECELL GO® and Spray-On Skin® Cells are trademarks of AVITA Medical.
AW-LBLSPEC307REV4




Verfahrensanleitung




Scannen oder besuchen Sie avitamedical.com, um eine vollständige Gebrauchsanleitung einschließlich wichtiger Sicherheitsinformationen zu erhalten.

RECELL GO-Zubehör




RECELL GO-Kartusche





RECELL GO-Disaggregationskopf

RECELL GO-Verfahrenspackung A



Wiederverwendbares RECELL GO-Aufbereitungsgerät

RECELL GO-Verfahrenspackung B



RECELL GO-Aufbereitungsgerät

1 x RECELL GO-Aufbereitungsgerät
1 x Netzkabel

RECELL GO-Vorbereitungskit

RECELL GO-Kartuschenschale	RECELL GO-Zubehör	RECELL GO-Verfahrenspackung A	RECELL GO-Verfahrenspackung B
1 x RECELL GO-Kartusche 1 x Disaggregationskopf	1 x RECELL Enzyme 1 x 10 ml steriles Wasser 1 x 10 ml Puffer 1 x 30 ml Puffer 4 x Sprühdüsen	8 x stumpfe Füllnadeln 4 x 10-ml-Spritzen	4 x 10-ml-Spritzen 1 x Skalpell

Zusätzlich benötigte Gegenstände: Sauberer Arbeitsbereich, Operationstisch

Die folgenden sterilen Gegenstände: Abdecktuch, Mull, Kochsalzlösung, stumpfe Pinzette, Lineal, Marker, geeignete Wundverbände

VERFAHRENSANLEITUNG - RECELL GO®-GERÄT ZUR GEWINNUNG AUTOLOGER ZELLEN

1 RECELL GO®-SYSTEM VORBEREITEN



Das RECELL GO®-System wird verwendet, um aus einem kleinen Stück Eigenhaut der Patienten Spray-On Skin®-Zellen herzustellen. Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass das Wundbett sauber, frei von nekrotischem Gewebe oder Infektionen und mit Punktblutung gut vaskularisiert ist.

Stellen Sie sicher, dass das RECELL GO-Aufbereitungsgerät auf einer sauberen und ebenen Fläche steht und in eine Steckdose gesteckt ist. Schalten Sie das Gerät auf der Rückseite ein. Nach einem erfolgreichen Test zeigt der Bildschirm Folgendes an:

Total RECELL Cartridges Used XX of 200

[Insgesamt verwendete RECELL-Kartuschen: XX von 200]

Das System bereitet sich dann selbstständig vor. Bitte warten Sie und interagieren Sie zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem System.

**Preparing RECELL Processing Device
Please Wait**

*[RECELL-Aufbereitungsgerät wird vorbereitet.
Bitte warten]*



Der Bildschirm zeigt nun an:

PLEASE CLEAN *[BITTE REINIGEN]*

Zum Reinigen des RECELL GO-Aufbereitungsgeräts wählen Sie die orangefarbene, blinkende CLEAN-Taste aus.

Der Bildschirm zeigt nun an:

WIPE CLEAN *[SAUBER WISCHEN]*

Der Schaft senkt sich und das Gerät ist für die Reinigung bereit.

Wischen Sie das Gerät mit Vliestüchern ab, die Tenside enthalten, nicht scheuernd, nicht korrodierend und für alle nicht porösen Oberflächen sicher sind.

Ausführliche Reinigungsanweisungen finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Der Bildschirm zeigt an:

Select DONE When Complete *[Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die DONE-Taste]*

Drücken Sie nach Abschluss der Reinigung die grün blinkende DONE-Taste, woraufhin der Schaft wieder nach oben fährt.


Der Bildschirm zeigt nun an:

**GO PREPARE
RECELL Cartridge With Enzyme, Buffer and Skin For Processing**

[Die RECELL-Kartusche mit Enzym, Puffer und Haut zur Aufbereitung vorbereiten]



Fahren Sie mit Schritt 2 fort, um mit der Vorbereitung der sterilen RECELL GO-Kartusche zu beginnen.



Achtung: Verwenden Sie die sterilen RECELL GO®-Komponenten nicht mehr nach dem Verfallsdatum, das auf den Klebeetiketten zusammen mit der Chargennummer auf der Umverpackung angegeben ist.

Öffnen Sie das RECELL GO-Vorbereitungskit und legen Sie die Verfahrensanleitung und die Komponentenschachteln mit dem RECELL GO-Zubehör, einschließlich des Beutels mit dem RECELL Enzyme™, sowie die Gegenstände der Verpackung, in einen unsterilen Bereich. Legen Sie die RECELL GO-Kartuschenschale in einen sauberen Bereich. Die Umverpackung kann entsorgt werden.

Entfernen Sie den Deckel von der RECELL GO-Kartuschenschale und legen Sie die RECELL GO-Kartusche und den Disaggregationskopf aseptisch auf einen steril abgedeckten Operationstisch.


Überprüfen Sie die Unterseite der RECELL GO-Kartusche, um sicherzustellen, dass sie richtig ausgerichtet ist und die Stifte zentriert sind.

Unsteriler Vorbereitungsbereich

Steriler Bereich

ENZYM VORBEREITEN (WELL A)

- Nehmen Sie das RECELL Enzyme im unsterilen Arbeitsbereich aus dem Beutel. Entfernen Sie den Deckel des Fläschchens mit der Aufschrift „Enzyme“ (Enzym), sodass die Injektionsmembran sichtbar wird. Sie können die Membran des Enzymfläschchens mit einem sterilen Alkoholtupfer abwischen und trocknen lassen; dieser Schritt ist jedoch optional.
- Setzen Sie eine sterile stumpfe Füllnadel auf eine sterile 10-ml-Spritze auf und ziehen Sie das gesamte Volumen an sterilem Wasser auf.
- Injizieren Sie das gesamte Volumen an sterilem Wasser in das Enzymfläschchen. Verwenden Sie in dieser Phase KEINEN Puffer, da der Puffer die Wirkung des Enzyms hemmen kann.
- Vorsichtig mischen, bis sich das Enzym gelöst hat. Nicht schütteln; vorsichtig vorgehen, um Schaumbildung zu vermeiden. Das Enzym zurück in die Spritze aufziehen.
- Geben Sie das gesamte Volumen an Enzym unter Anwendung einer aseptischen Technik in Well A ab. Verwerfen Sie die Spritze und die Nadel.



EINWEGKARTUSCHE UND KOMPONENTEN VORBEREITEN (Forts.)

Unsteriler Vorbereitungsbereich

Steriler Bereich

PUFFER VORBEREITEN (WELL B)

Die beiden (2) Pufferfläschchen bleiben im unsterilen Vorbereitungsbereich.

Legen Sie die folgenden Gegenstände aseptisch in das sterile Feld:




- 1 x 10-ml-Spritzen
- 1 x stumpfe Füllnadel

- Entfernen Sie den Deckel des 10-ml-Pufferfläschchens. Sie können die Membran des Pufferfläschchens mit einem sterilen Alkoholtupfer abwischen und trocknen lassen; dieser Schritt ist jedoch optional.

- Setzen Sie die sterile Nadel auf eine saubere 10-ml-Spritze auf.

- Halten Sie das Pufferfläschchen so, dass das Volumen von einer Person im sterilen Feld aufgezogen werden kann.


HALTEN



AUFZIEHEN


- Geben Sie das gesamte Volumen des Puffers in Well B ab.

ABGEBEN



PUFFER VORBEREITEN (WELL C)


HALTEN



AUFZIEHEN

- Ziehen Sie mit derselben 10-ml-Spritze und derselben Nadel das entsprechende Volumen des Puffers aus dem 30-ml-Fläschchen auf (siehe Tabelle 1) und geben Sie es in Well C.

ABGEBEN



2 EINWEGKARTUSCHE UND KOMPONENTEN VORBEREITEN (Forts.)

Tabelle 1: Empfehlungen zu Hautprobe und Puffervolumen für die Vorbereitung von Spray-On Skin-Zellen

Behandlungsfläche	Größe der Hautprobe	Ausgangsvolumen des Puffers	Ungefähres resultierendes Volumen an Spray-on Skin-Zellen
bis zu 320 cm ²	2 cm x 2 cm (4 cm ²)	4,5 ml	4 ml
bis zu 480 cm ²	3 cm x 2 cm (6 cm ²)	6,5 ml	6 ml
bis zu 960 cm ²	2 mit jew. 3 cm x 2 cm (12 cm ²)	12,5 ml	12 ml
bis zu 1440 cm ²	3 mit jew. 3 cm x 2 cm (18 cm ²)	18,5 ml	18 ml
bis zu 1920 cm ²	4 mit jew. 3 cm x 2 cm (24 cm ²)	24,5 ml	24 ml

Unsteriler Vorbereitungsbereich

Steriler Bereich

APPLIKATIONSARTIKEL VORBEREITEN (WELL D)


Legen Sie das gesamte verbleibende Zubehör und die restlichen Artikel aus den Verpackungspackungen A und B in das sterile Feld.

- 6 x 10-ml-Spritzen
- 6 x stumpfe Füllnadeln
- 4 x Sprühdüsen
- 1 x Skalpell



Damit ist die RECELL GO-Kartusche vollständig vorbereitet.

3 HAUT ENTNEHMEN



Die Entnahmestelle sollte sauber sein und eine angemessene Tiefe sowie keine Anzeichen von Entzündungen oder Infektionen in der Umgebung aufweisen.

Falls gewünscht, infiltrieren Sie das subkutane Gewebe mit einer Tumescenzlösung Ihrer Wahl.

Auf den Bereich der Entnahmestelle kann ein Gleitmittel aufgetragen werden (z. B. steriles Mineralöl), um das Dermatom leichter führen zu können.

Entnehmen Sie ein dünnes (0,15-0,20 mm) Hauttransplantat.

Die entsprechenden Größen sind in TABELLE 1 angegeben.

Verwenden Sie das bereitgestellte Skalpell, um die Hautproben in maximal 3 cm x 2 cm große Stücke zu schneiden, bevor Sie sie in Well A legen.

Well A fasst maximal 24 cm².


4 ENTNOMMENE EIGENHAUT IN DIE RECELL GO-KARTUSCHE GEBEN



Geben Sie die Hautprobe(n) von der Entnahmestelle getrennt voneinander in Well A.




Legen Sie die Hautprobe(n) von der Entnahmestelle getrennt voneinander in Well A. Dabei spielt es keine Rolle, welche Seite der Haut in Well A nach oben weist.



Verwenden Sie eine stumpfe Pinzette, um die Haut am Boden von Well A zu verteilen. **Verwenden Sie dafür keine spitze Pinzette, um den Filter in Well A nicht zu durchstechen!**

ENTNOMMENE EIGENHAUT IN DIE RECELL GO-KARTUSCHE GEBEN (Forts.)



Platzieren Sie den Disaggregationskopf vorsichtig auf der Hautprobe in Well A.

Sobald die RECELL GO-Kartusche vorbereitet ist, drücken Sie die grün blinkende CONTINUE-Taste.




VERIFY
RECELL Cartridge Includes Enzyme,
Buffer, Skin and Disaggregation Head

[ÜBERPRÜFEN SIE:

*Die RECELL-Kartusche enthält Enzym,
Puffer, Haut und Disaggregationskopf]*

Wenn Sie den Inhalt der RECELL GO-Kartusche überprüft haben, drücken Sie die grün blinkende CONTINUE-Taste.

5 ZELLSUSPENSION VORBEREITEN



Der Bildschirm zeigt nun an:

INSERT
RECELL Cartridge and Press START

[RECELL-Kartusche EINLEGEN und START drücken]

Ein unsteriler Assistent sollte die Tür des RECELL GO-Aufbereitungsgeräts öffnen.

Halten Sie die RECELL GO-Kartusche unter Einhaltung der aseptischen Technik waagrecht und schieben Sie sie in das RECELL GO-Aufbereitungsgerät, bis die seitlichen Laschen der Kartusche das Gerät berühren. Der Disaggregationskopf in Well A befindet sich dabei hinten in der RECELL GO-Kartusche.

Ein unsteriler Assistent sollte die Tür schließen und die grün blinkende START-Taste drücken, um die Hautaufbereitungssequenz zu starten. Der Bildschirm zeigt an:

RECELL Spray-On Skin Cells Processing
XX Minutes Remaining

*[RECELL Spray-On Skin-Zellen werden
verarbeitet. Verbleibende Dauer:
XX Minuten]*




Hinweis: Wenn die RECELL GO-Kartusche nicht richtig erkannt wird, lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung in der Gebrauchsanleitung.

Die Tasten hören auf zu blinken und der Bildschirm zählt herunter, bis die RECELL Spray-On Skin-Zellen zur Entnahme bereit sind.

Dies dauert etwa 35 Minuten. Öffnen Sie die Tür nicht, während die RECELL Spray-On Skin-Zellen aufbereitet werden.

6 VERBÄNDE VORBEREITEN



Schneiden Sie den Primärverband so zu, dass er die Fläche der Wunde für die Nachsorge bedeckt.

Befestigen Sie ihn an der Unterseite der Wunde, um das Abfließen zu verringern.

7 VORBEREITETE ZELLSUSPENSION AUFZIEHEN



Ein akustischer Alarm ertönt und der Bildschirm zeigt Folgendes an:

**Process Complete
Aseptically Draw Up
RECELL Spray-On Skin
Cells From Well D**

*[Prozess abgeschlossen.
Die RECELL Spray-On Skin-
Zellen aseptisch aus Well D
aufziehen]*

Die RECELL Spray-On Skin-Zellen sind für das aseptische Aufziehen aus Well D bereit.



Legen Sie die stumpfen Füllnadeln und die Spritzen in das steril abgedeckte Arbeitsfeld. Stecken Sie eine stumpfe Nadel auf die 10-ml-Spritze. Kehren Sie zum RECELL GO-Aufbereitungsgerät zurück und beachten Sie, dass das Gerät unsteril ist. Ein unsteriler Assistent sollte die Tür des Geräts öffnen und die RECELL GO-Kartusche auf dem Boden des Geräts nach vorne schieben, sodass Well D unter Anwendung einer aseptischen Technik zugänglich ist. Die RECELL GO-Kartusche kann bei Bedarf auch in einen sauberen Bereich neben dem RECELL GO-Aufbereitungsgerät gelegt werden.



Platzieren Sie die Nadel aseptisch in die Vertiefung am Boden von Well D. **Mischen Sie die Zellsuspension, indem Sie sie aufziehen und wieder in Well D zurückgeben.** Ziehen Sie das erforderliche Volumen auf, um es mit den zusätzlichen bereitgestellten Spritzen und Nadeln auf den Behandlungsbereich aufzutragen.

8 RECELL SPRAY-ON SKIN™-ZELLEN AUFTRAGEN



Auftragen durch Sprühen: Es müssen sich mindestens 2 ml Zellsuspension in der Spritze befinden. Stecken Sie die Düse auf die Spritze und vergewissern Sie sich, dass die Sprühdüse zur Wunde zeigt. Halten Sie die Düse etwa 10 cm von der am höchsten gelegenen Stelle der Wunde entfernt und sprühen Sie.

Auftragen durch Tropfen: Wenn Sie weniger als 2 ml Zellsuspension auftragen, nehmen Sie die Spritze nicht von der Nadel ab. Beginnen Sie an der am höchsten gelegenen Stelle der Wunde und tropfen Sie die Zellen auf die Wunde.

9 VERBÄNDE ANLEGEN

Legen Sie die primären und sekundären Verbände an. Sichern Sie die Verbände mit außen liegenden Bandagen.

Anweisungen zur Nachsorge finden Sie im RECELL-System unter: Nachsorgeanweisungen für medizinisches Fachpersonal.

RECELL GO-AUFBEREITUNGSGERÄT REINIGEN



Nach Abschluss des Verfahrens entfernen Sie die RECELL GO-Kartusche und entsorgen Sie sie gemäß dem Protokoll Ihrer medizinischen Einrichtung. Es wird dringend empfohlen, das RECELL GO-Aufbereitungsgerät nach der Entnahme aus dem Lager und zwischen den Anwendungen im Rahmen der regelmäßigen Wartung zu reinigen.

Nachdem Sie die grün blinkende CONTINUE-Taste gedrückt haben, zeigt der Bildschirm an:

PLEASE CLEAN [BITTE REINIGEN]

Zum Reinigen des RECELL GO-Aufbereitungsgeräts wählen Sie die orangefarbene, blinkende CLEAN-Taste aus.

Der Bildschirm zeigt nun an:

WIPE CLEAN [SAUBER WISCHEN]

Der Schaft senkt sich und das Gerät ist für die Reinigung bereit.

Wischen Sie das Gerät mit Vliestüchern ab, die Tenside enthalten, nicht scheuernd, nicht korrodierend und für alle nicht porösen Oberflächen sicher sind.

Ausführliche Reinigungsanweisungen finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Der Bildschirm zeigt an:

Select DONE When Complete [Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die DONE-Taste]



Drücken Sie nach Abschluss der Reinigung die grüne DONE-Taste. Der Schaft fährt wieder nach oben und der Bildschirm zeigt wieder den Status der verwendeten RECELL GO-Kartuschen an. Das System ist nun bereit, um gelagert oder für den nächsten Patienten verwendet zu werden.

Achtung: Wenn Sie das Aufbereitungsgerät reinigen und wiederverwenden, beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

WIEDERVERWENDBARES RECELL GO-AUFBEREITUNGSGERÄT

Das RECELL GO-Aufbereitungsgerät kann für (bis zu) 200 Anwendungen mit separaten RECELL GO-Einwegkartuschen verwendet werden. Auf dem Bildschirm des Geräts wird die Anzahl der verwendeten RECELL GO-Kartuschen angezeigt. Sobald der Zähler 180 von 200 erreicht hat, verbleiben noch höchstens 10 % der maximalen Anzahl der Verwendungen des RECELL GO-Aufbereitungsgeräts. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich zu diesem Zeitpunkt mit Ihrem AVITA Medical Vertreter in Verbindung setzen, um den geeigneten Zeitpunkt für den Austausch Ihres RECELL GO-Aufbereitungsgeräts zu besprechen, damit eine ununterbrochene Patientenversorgung gewährleistet ist. Es ist wichtig, daran zu denken, dass das RECELL GO-Aufbereitungsgerät keine RECELL GO-Kartuschen mehr vorbereitet, wenn die Grenze von 200 Verwendungen überschritten ist. Nach 200 Verwendungen MUSS das RECELL GO-Aufbereitungsgerät ausgetauscht werden, um eine effektive Zellgewinnung aufrechtzuerhalten.



AVITA Medical Americas, LLC
28159 Avenue Stanford, Suite 220
Valencia, CA 91355, USA

©2025 AVITA Medical. AVITA Medical®, das AVITA Medical-Logo, RECELL®, RECELL Enzyme™, RECELL GO® und Spray-On Skin® Cells sind Marken von AVITA Medical.
AW-LBLSPEC307REV4



Guida operativa



Scansiona o visita il sito avitamedical.com per la versione completa delle istruzioni per l'uso, che includono importanti informazioni sulla sicurezza.

Accessori RECELL GO



RECELL Enzyme™



Tampone 10 ml



Tampone 30 ml




Acqua sterile 10 ml




4 x ugello per vaporizzazione

Cartuccia RECELL GO



Testina di disaggregazione RECELL GO


Pacchetto per procedura A RECELL GO



4 x siringa 10 ml

8 x ago di riempimento smussato

Pacchetto per procedura B RECELL GO



4 x siringa 10 ml

1 x bisturi

Dispositivo riutilizzabile RECELL GO



Dispositivo RECELL GO

1 x dispositivo RECELL GO

1 x cavo di alimentazione

Kit di preparazione RECELL GO

Vassoio della Cartuccia RECELL GO	Accessori RECELL GO	Pacchetto per procedura A RECELL GO	Pacchetto per procedura B RECELL GO
1 x cartuccia RECELL GO 1 x testina di disaggregazione	1 x RECELL Enzyme 1 x confezione di acqua sterile 10 ml 1 x tampone 10 ml 1 x tampone 30 ml 4 x ugello per vaporizzazione	8 x ago di riempimento smussato 4 x siringa 10 ml	4 x siringa 10 ml 1 x bisturi

Altri materiali richiesti: area di lavoro pulita, tavolo

Materiali sterili necessari: telo, garza, soluzione salina, pinza smussata, righello, pennarello, bendaggi adeguati per la ferita

1 PREPARAZIONE DEL SISTEMA RECELL GO®



Il Sistema RECELL GO® viene utilizzato per la preparazione di cellule Spray-On Skin® partendo da un piccolo campione di pelle del paziente. Prima di procedere, assicurarsi che il letto della ferita sia pulito, privo di tessuto necrotico o infezioni e che sia ben vascolarizzato, con sanguinamento puntiforme.

Assicurarsi che il Dispositivo RECELL GO sia posizionato su un'area pulita e piana e che sia collegato a una presa di corrente. Accendere il dispositivo dalla parte posteriore. Se il test iniziale ha esito positivo, sulla schermata viene visualizzato:

Total RECELL Cartridges Used XX of 200 *[Totale cartucce RECELL utilizzate XX di 200]*

Il sistema procederà quindi all'avviamento. Attendere e non interagire con il sistema in questo momento.

Preparing RECELL Processing Device *[Preparazione del Dispositivo RECELL]*
Please Wait *Attendere prego]*



Sulla schermata verrà visualizzato:

PLEASE CLEAN *[PROCEDERE ALLA PULIZIA]*

Per procedere alla pulizia del Dispositivo RECELL GO, selezionare il pulsante arancione lampeggiante CLEAN *[PULIRE]*.

Sulla schermata verrà visualizzato:

WIPE CLEAN *[PULIZIA]*

L'albero si abbasserà e il dispositivo sarà pronto per la pulizia.

Pulire l'attrezzatura con salviette in tessuto non tessuto contenenti agenti di superficie non abrasivi, non corrosivi e sicuri per tutte le superfici non porose.

Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso per maggiori dettagli sulla pulizia.

Sulla schermata verrà visualizzato:

Select DONE When Complete *[Selezionare FINE al termine della procedura]*

Premere il pulsante verde lampeggiante Done *[Fine]* al termine della pulizia e l'albero si ritrarrà verso l'alto.

Sulla schermata verrà visualizzato:


GO PREPARE
RECELL Cartridge With Enzyme, Buffer and Skin For Processing

[PREPARAZIONE della cartuccia RECELL con l'enzima, il tampone e la pelle per la lavorazione]



Procedere al passaggio 2 per iniziare la preparazione della Cartuccia RECELL GO sterile.

2 PREPARAZIONE DELLA CARTUCCIA E DEI COMPONENTI MONOUSO



Attenzione: non utilizzare i componenti sterili RECELL GO® successivamente alla data di scadenza, indicata sulle etichette adesive della confezione esterna, riportanti il numero di lotto e la data di scadenza.

Aprire il Kit di preparazione RECELL GO e posizionare in un'area non sterile la Guida operativa e le scatole dei componenti contenenti gli Accessori RECELL GO, tra cui RECELL Enzyme™ in busta e i componenti del Pacchetto per procedura. Posizionare il Vassoio della Cartuccia RECELL GO in un'area pulita. La confezione esterna può essere smaltita.

Rimuovere il coperchio dal Vassoio della Cartuccia RECELL GO e trasferire con tecnica asettica la Cartuccia RECELL GO e la Testina di disaggregazione su un tavolo sterile corredato di telo.


Controllare la parte inferiore della Cartuccia RECELL GO per garantire il corretto allineamento e il centraggio dei perni.

Area di preparazione non sterile

Campo sterile

PREPARAZIONE DELL'ENZYME (POZZETTO A)

- Nell'area di lavoro non sterile, rimuovere RECELL Enzyme dalla busta. Rimuovere il coperchio dalla fiala contrassegnata con la scritta "Enzyme" per esporre il diaframma. Il diaframma della fiala Enzyme può essere pulito con una salvietta sterile imbevuta di alcol e lasciato asciugare, ma non è necessario procedere a tale pulizia.
- Collegare un ago di riempimento smussato sterile a una siringa sterile da 10 ml e aspirare l'intero contenuto di acqua sterile.
- Iniettare l'intero volume di acqua sterile nella fiala Enzyme. NON UTILIZZARE il Tampone in questa fase, poiché potrebbe inibire l'azione dell'Enzyme.
- Mescolare delicatamente fino a completa dissoluzione. Non agitare e fare attenzione a evitare la formazione di schiuma. Aspirare nuovamente Enzyme nella siringa.
- Utilizzando una tecnica asettica, erogare l'intero volume di Enzyme nel Pozzetto A. Smaltire la siringa e l'ago.



2 PREPARAZIONE DELLA CARTUCCIA E DEI COMPONENTI MONOUSO (continua)

Area di preparazione non sterile

Campo sterile

PREPARAZIONE DEL TAMPONE (POZZETTO B)

Le due (2) fiale di tampone devono rimanere nell'area di preparazione non sterile.

Utilizzando una tecnica asettica, posizionare i seguenti materiali nel campo sterile.

- 1 x siringa 10 ml
- 1 x ago di riempimento smussato




- Rimuovere il coperchio dalla fiala di tampone da 10 ml. Il diaframma della fiala di tampone può essere pulito con una salvietta sterile imbevuta di alcol e lasciato asciugare, ma non è necessario procedere a tale pulizia.

- Collegare l'ago sterile a una siringa pulita da 10 ml.

- Tenere la fiala di tampone in modo che la persona che si trova nel campo sterile possa aspirarne il contenuto.

- Aspirare l'intero volume di tampone (circa 10 ml) dalla fiala tenuta dalla persona che si trova nell'area non sterile.


PRESA



PRELIEVO

- Erogare l'intero volume di tampone nel Pozzetto B.


EROGAZIONE



PREPARAZIONE DEL TAMPONE (POZZETTO C)


- Utilizzare la stessa siringa da 10 ml e lo stesso ago per aspirare il volume necessario di tampone dalla fiala da 30 ml (fare riferimento alla Tabella 1) e aggiungerlo al Pozzetto C.

PRESA



PRELIEVO

EROGAZIONE



2 PREPARAZIONE DELLA CARTUCCIA E DEI COMPONENTI MONOUSO (continua)

Tabella 1: Indicazioni relative al campione di pelle e al volume di tampone per la preparazione delle cellule Spray-On Skin

Area di trattamento	Dimensione del campione di pelle	Volume iniziale di Tampone	Volume risultante approssimativo di cellule Spray-on Skin
Fino a 320 cm ²	2 cm x 2 cm (4 cm ²)	4,5 ml	4 ml
Fino a 480 cm ²	3 cm x 2 cm (6 cm ²)	6,5 ml	6 ml
Fino a 960 cm ²	2 campioni da 3 cm x 2 cm (12 cm ²)	12,5 ml	12 ml
Fino a 1.440 cm ²	3 campioni da 3 cm x 2 cm (18 cm ²)	18,5 ml	18 ml
Fino a 1.920 cm ²	4 campioni da 3 cm x 2 cm (24 cm ²)	24,5 ml	24 ml

Area di preparazione non sterile

Campo sterile

PREPARAZIONE DEI MATERIALI DEL SET PER SOMMINISTRAZIONE (POZZETTO D)


Posizionare tutti gli Accessori e i materiali rimanenti del Pacchetto per procedura A e B nel campo sterile.

- 6 x siringa da 10 ml
- 4 x ugello per vaporizzazione
- 6 x ago di riempimento smussato
- 1 x bisturi



Configurazione della Cartuccia RECELL GO completata

3 RACCOLTA DELLA PELLE



Il sito donatore deve essere pulito, deve avere una profondità adeguata e non deve presentare segni di infiammazione o infezione circostante.

Se lo si desidera, è possibile infiltrare il tessuto sottocutaneo con una soluzione tumescente.

L'area del sito donatore può essere lubrificata (es. olio minerale sterile) per facilitare lo spostamento del dermatomo.

Prelevare un sottile innesto cutaneo a 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pollici) di profondità.

Fare riferimento alla TABELLA 1 per conoscere le dimensioni appropriate.


Utilizzare il bisturi in dotazione per tagliare i campioni di pelle in pezzi non più grandi di 3 cm x 2 cm prima di posizzarli nel Pozzetto A.

Nel Pozzetto A possono essere inseriti al massimo 24 cm² di pelle.


4 AGGIUNTA DELLA PELLE DEL SITO DONATORE ALLA CARTUCCIA RECELL GO



Posizionare il campione o i campioni di pelle del sito donatore nel Pozzetto A.




Posizionare i campioni di pelle del sito donatore separatamente nel Pozzetto A. È irrilevante quale lato della pelle venga posizionato nel Pozzetto A.



Utilizzare una pinza smussata per spargere la pelle sulla base del Pozzetto A. **Non utilizzare pinze appuntite per non perforare il filtro del Pozzetto A.**

AGGIUNTA DELLA PELLE DEL SITO DONATORE ALLA CARTUCCIA RECELL GO (continua)



Posizionare delicatamente la Testina di disaggregazione sopra il campione di pelle nel Pozzetto A.

Una volta preparata la Cartuccia RECELL GO, premere il pulsante verde lampeggiante CONTINUE [CONTINUA].




Successivamente, sul Dispositivo RECELL GO verrà visualizzata la schermata:

VERIFY
RECELL Cartridge Includes Enzyme,
Buffer, Skin and Disaggregation Head

[VERIFICARE
che la Cartuccia RECELL includa Enzyme,
tampone, pelle e testina di disaggregazione]

Una volta verificato il contenuto della Cartuccia RECELL GO, premere il pulsante verde lampeggiante CONTINUE [CONTINUA].

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE CELLULARE



Sulla schermata verrà visualizzato:

INSERT
RECELL Cartridge and Press START

[INSERIRE
la Cartuccia RECELL e premere START]

Un assistente non sterile deve aprire lo sportello del Dispositivo RECELL GO.

Mantenendo una tecnica asettica, tenere la Cartuccia RECELL GO in piano e, con il Pozzetto A contenente la Testina di disaggregazione sul retro della Cartuccia RECELL GO, farla scorrere all'interno del Dispositivo RECELL GO fino a quando le linguette laterali sulla Cartuccia incontrino il Dispositivo.

Un assistente non sterile deve chiudere lo sportello e premere il pulsante verde lampeggiante START [AVVIO] per avviare la sequenza di trattamento della pelle. Sulla schermata verrà visualizzato:

RECELL Spray-On Skin Cells Processing
XX Minutes Remaining

[Trattamento delle cellule
Spray-On Skin RECELL
XX minuti rimanenti]




Nota: se la Cartuccia RECELL GO non viene rilevata correttamente, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi nelle Istruzioni per l'uso.

I pulsanti smetteranno di lampeggiare e sulla schermata apparirà il timer, che indica il tempo residuo affinché le cellule Spray-On Skin RECELL possano essere raccolte.

Ci vorranno circa 35 minuti. Non aprire lo sportello durante il trattamento delle cellule Spray-On Skin RECELL.

6 PREPARAZIONE DEI BENDAGGI



Tagliare il bendaggio base, quanto necessario per coprire la ferita postoperatoria.

Applicare sulla parte inferiore della ferita per ridurre la fuoriuscita.

7 PRELEVAMENTO DELLA SOSPENSIONE CELLULARE PREPARATA



Verrà emesso un allarme acustico e sulla schermata verrà visualizzato:

**Process Complete
Aseptically Draw Up
RECELL Spray-On Skin
Cells From Well D**

*[Procedura completata
Prelevare con tecnica asettica
le cellule Spray-On Skin RECELL
dal Pozzetto D]*

Le cellule Spray-On Skin RECELL sono pronte per essere prelevate con tecnica asettica dal Pozzetto D.



Individuare gli aghi di riempimento smussati e le siringhe nel campo sterile corredato di telo. Collegare un ago a punta smussata alla siringa da 10 ml. Tornare al Dispositivo RECELL GO, tenendo presente che il dispositivo non è sterile. Un assistente non sterile deve aprire lo sportello del dispositivo e spostare la Cartuccia RECELL GO in avanti sulla base del dispositivo, in modo che il Pozzetto D sia accessibile utilizzando una tecnica asettica. Se lo si desidera, la Cartuccia RECELL GO può anche essere posizionata in un'area pulita vicino al Dispositivo RECELL GO.



Utilizzando una tecnica asettica, posizionare l'ago nella fossetta alla base del Pozzetto D. **Miscelare la sospensione cellulare aspirandola e reinserendola nel Pozzetto D.** Aspirare il volume richiesto da applicare all'area da trattare utilizzando le siringhe e gli aghi aggiuntivi in dotazione, in base a necessità.

8 APPLICAZIONE DELLE CELLULE SPRAY-ON SKIN™ RECELL



Applicazione per vaporizzazione: la siringa deve contenere almeno 2 ml di sospensione cellulare. Collegare l'ugello alla siringa e verificare che l'ugello per vaporizzazione sia rivolto verso la ferita. Tenere a circa 10 cm dal punto più elevato della ferita e vaporizzare.

Applicazione a goccia: quando si applicano meno di 2 ml di sospensione cellulare, non rimuovere la siringa dall'ago. Partendo dalla parte più elevata della ferita, far gocciolare le cellule sulla ferita.

9 APPLICAZIONE DEI BENDAGGI

Applicare i bendaggi base e secondari. Fissare i bendaggi con bende esterne.

Per le Istruzioni post-terapia, fare riferimento alle istruzioni del sistema RECELL: Istruzioni post-terapia per l'operatore sanitario.

10 PULIZIA DEL DISPOSITIVO RECELL GO



Una volta completata la procedura, rimuovere la Cartuccia RECELL GO e smaltirla secondo il protocollo della struttura. Si consiglia vivamente di pulire il Dispositivo RECELL GO dopo averlo prelevato dal magazzino e tra un utilizzo e l'altro, nell'ambito di una regolare manutenzione.

Dopo aver premuto il pulsante verde lampeggiante CONTINUE [CONTINUA], sulla schermata verrà visualizzato:

PLEASE CLEAN [PROCEDERE ALLA PULIZIA]

Per procedere alla pulizia del Dispositivo RECELL GO, selezionare il pulsante arancione lampeggiante CLEAN [PULIRE].

Sulla schermata verrà visualizzato:

WIPE CLEAN [PULIZIA]

L'albero si abbasserà e il dispositivo sarà pronto per la pulizia.

Pulire l'attrezzatura con salviette in tessuto non tessuto contenenti agenti di superficie non abrasivi, non corrosivi e sicuri per tutte le superfici non porose.

Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso per maggiori dettagli sulla pulizia.

Sulla schermata verrà visualizzato:

Select DONE When Complete [Selezionare FINE al termine della procedura]



Premere il pulsante verde Done [Fine] al termine della pulizia; l'albero si ritirerà verso l'alto e la schermata tornerà a visualizzare lo stato delle Cartucce RECELL GO utilizzate. Il sistema è ora pronto per essere riposto o utilizzato con il paziente successivo.

Attenzione: durante la pulizia e il riutilizzo del dispositivo, seguire le precauzioni standard, compreso l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati.

11 DISPOSITIVO RIUTILIZZABILE RECELL GO

Il Dispositivo RECELL GO può essere utilizzato per un massimo di 200 volte con Cartucce RECELL GO monouso separate. Lo schermo del dispositivo indicherà il numero di Cartucce RECELL GO utilizzate. Quando il conteggio raggiunge 180 di 200, il Dispositivo RECELL GO è al 10% dal raggiungimento del limite. In quel momento, consigliamo di contattare il rappresentante AVITA Medical per stabilire congiuntamente il momento opportuno per la sostituzione del Dispositivo RECELL GO, in modo da garantire la continuità della cura ai pazienti. È importante ricordare che il Dispositivo RECELL GO non tratterà alcuna Cartuccia RECELL GO oltre il limite dei 200 utilizzi. Una volta raggiunti i 200 utilizzi, il Dispositivo RECELL GO DEVE essere sostituito per mantenere un'efficace raccolta di cellule.

 AVITA Medical Americas, LLC
28159 Avenue Stanford, Suite 220
Valencia, CA 91355, USA

©2025 AVITA Medical. AVITA Medical®, il logo AVITA Medical, RECELL®, RECELL Enzyme™, RECELL GO® e Spray-On Skin® sono marchi di AVITA Medical.
AW-LBLSPEC307REV4

